

AxoGuard™
NerveConnector™



Distributed by:
AoxGen, Incorporated
13631 Progress Blvd., Suite 400
Cocke Bluffs 22015
Phone: (888) 462-6880
Toll Free: (888) 296-4361
CustomerCare@AoxGenInc.com
www.AxoGen.com





Manufactured by:
Cook Inland Incorporated
1425 Innovation Place
West Lafayette, Indiana 47906 U.S.A.
Phone: (765) 497-3355
Toll Free: (888) 299-4224
Fax: (765) 497-2361

EC Representative:
National Technological Park
Limerick, IR92
Phone: +353 61 334440
Fax: (353) 497-2361



©2013 AxoGen, Inc.
AxoGuard™ Nerve Connector and its logo are registered trademarks of AxoGen, Inc. U.S. Patents: 6,206,931; 7,652,077; 6,241,981; 6,358,284

Description

The AxoGuard™ Nerve Connector is a surgical implant designed to align and connect peripheral nerves. AxoGuard™ Nerve Connector is designed to be an interface between the nerve and the surrounding tissue. AxoGuard™ Nerve Connector is an extracellular matrix (ECM) and is fully remodeled during the healing process. When hydrated, AxoGuard™ Nerve Connector is easy to handle, soft, pliable, nonflexible, and porous. AxoGuard™ Nerve Connector is flexible to accommodate movement of the joint and associated tendons, and has sufficient mechanical strength to hold sutures. AxoGuard™ Nerve Connector is provided sterile, for single use only, and in a variety of sizes to meet the surgeon's needs.

Indications for Use

The AxoGuard™ Nerve Connector is intended for the repair of peripheral nerve discontinuities where gap closure can be achieved by flexible alignment. AxoGuard™ Nerve Connector is supplied sterile and is intended for single use.

[Rx ONLY] This symbol means that you should be cautious. CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician. This product is intended for use by trained medical professionals.

Contraindications

The AxoGuard™ Nerve Connector is derived from a porcine source and should not be used in patients with known sensitivity to porcine material.

NOTE: This device is not intended for use in vascular applications.

Precautions

- This device is designed for single use only. Attempts to reprocess, sterilize, and/or reuse may lead to device failure and/or transmission of disease.
- Do not sterilize device.
- Discard all open and unused portions of device.
- Device is sterile provided the package is dry, unopened and undamaged. Do not use if the package seal is damaged or if the device is damaged.
- Discard device if mishandling has caused possible damage or contamination, or if the device is past its expiration date.
- Do not reuse device prior to rehydration.

Potential Complications

Possible complications can occur with any nerve repair surgical procedure including pain, infection, decreased or increased nerve sensitivity, and complications associated with use of anesthesia.

• Allergic reaction

• Acute or chronic inflammation (initial application of surgical graft materials may be associated with transient, mild, localized inflammation)

Storage


AxoGuard™ Nerve Connector should be stored in a clean, dry location at room temperature.

This device has been sterilized with ethylene oxide.

Suggested Instructions for Use

NOTE: These recommendations are designed to serve only as a general procedure. They are not intended to supersede institutional protocols or professional clinical judgment concerning patient care. Always handle AxoGuard™ Nerve Connector using aseptic technique. Minimize contact with latex gloves.

1. Follow standard operating procedures for exposure and mobilization of the nerve (see Figure 1). Determine the nerve diameter in millimeters (mm) using a suitable measuring instrument. Select an AxoGuard™ Nerve Connector of sufficient diameter to account for normal edema following traumatic nerve injury and to allow easy insertion of the nerve stumps into the device.

 **Figure 1**

2. Open the outer carton and remove the sterile pouch. Using standard aseptic technique, open the pouch and pass the inner tray to the sterile field for further handling.

3. Open the tray and, if necessary, trim the AxoGuard™ Nerve Connector to a length that is appropriate for the nerve gap. Allow at least 2mm on the proximal and distal stumps for insertion into the connector. The AxoGuard™ Nerve Connector may be trimmed after hydration if desired.


4. Fill the pre-moiled rehydration reservoir with room temperature sterile saline or sterile Lactated Ringer's solution. Hydrate the AxoGuard™ Nerve Connector for 10 seconds or until the desired hydration characteristics are achieved.


5. Hemostasis of both nerve stumps must be achieved prior to beginning the entubulation procedure. In the event a tourniquet is used, release the tourniquet and achieve hemostasis before beginning the entubulation procedure.


6. Use non-absorbable suture to secure the AxoGuard™ Nerve Connector in place. Pass the suture through the wall of the tube from outside to inside at least 1mm from the edge (see Figure 2). Then pass the suture through the epineurium of one nerve stump at a distance of at least 1 mm from the cut nerve face. Reverse the suture and pass it through the wall of the AxoGuard™ Nerve Connector by pulling the suture so that the nerve stump is drawn into the tube. Tie the suture so that it is secure but avoid generating tension in the suture itself. If desired, add an additional suture to secure the device.


 **Figure 2**

7. Use a syringe to gently flush the lumen of the AxoGuard™ Nerve Connector with sterile saline or Lactated Ringer's solution (Figure 3). Repeat the flushing procedure described above with the opposite nerve stump (Figure 4). Fill the interior of the AxoGuard™ Nerve Connector with saline or Lactated Ringer's solution (Figure 5). See Figure 6 for a completed repair.

 **Figure 3**

 **Figure 4**

 **Figure 5**

 **Figure 6**

8. Eliminate cualquier parte no utilizada de AxoGuard™ Nerve Connector de acuerdo con las pautas institucionales sobre residuos biológicos. No reesterilice.

Modo de suministro

El AxoGuard™ Nerve Connector se coloca en una bandeja de plástico y luego se introduce en una bolsa estéril. La bolsa se sella con carita para proporcionar una barrera estéril y tiene un sello. Se garantiza la esterilidad del contenido del envase mientras este no esté abierto o dañado. El AxoGuard™ Nerve Connector es un conector de látex de goma natural. No utilice si la bolsa desprendible parece abierta o dañada.

Consulte las instrucciones de uso.

Para obtener información adicional, hacer un pedido o informar de acontecimientos adversos, póngase en contacto con: Atención al Cliente de Atención: 1-888-AXOGEN1 (888-296-4361) E-mail: CustomerCare@AxoGenInc.com

Dirección de correo electrónico: CustomerCare@AxoGenInc.com

Política de devolución de artículos

Debe obtenerse la autorización del Servicio de Atención al Cliente de AxoGen antes de devolver el dispositivo. El producto estéril debe devolverse en paquetes sellados y con datos embaldados para evitar daños. Simbólos utilizados en el etiquetado

Consulte las instrucciones de uso.

Fecha de caducidad

No lo reutilice después de la abertura

Número de lote

Precaución: Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa

Fabricante

Estéril salvo que el envase esté abierto o dañado. Método de esterilización: óxido de etileno.

Cautión: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Manufacturer

Sterile unless package opened or damaged. Method of sterilization – ethylene oxide.

ESPAÑOL

Descripción

AxoGuard™ Nerve Connector es un implante quirúrgico diseñado para alinear y conectar los nervios periféricos. El AxoGuard™ Nerve Connector está diseñado para interconectar el nervio y los tejidos circundantes. El AxoGuard™ Nerve Connector es una matriz extracelular (MEC) y se remodela por completo durante el proceso de cicatrización. Cuando se hidrata, el AxoGuard™ Nerve Connector es fácil de manipular, blando, flexible, no desmenuzable y poroso. El AxoGuard™ Nerve Connector es flexible para adaptarse al movimiento de la articulación y los tendones asociados, y tiene suficiente fortaleza mecánica como para recibir suturas. El AxoGuard™ Nerve Connector se suministra estéril para un solo uso y en una amplia variedad de tamaños que satisficen las necesidades de los cirujanos.

Indicaciones de uso

El AxoGuard™ Nerve Connector está diseñado para la reparación de discontinuidades de los nervios periféricos cuando el cierre de una brecha puede lograrse mediante la flexión de la extremidad. El AxoGuard™ Nerve Connector se suministra estéril y está indicado para un solo uso.

[Rx ONLY] Este símbolo significa lo siguiente: PRECAUCIÓN: Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

Este producto está indicado para ser utilizado por profesionales médicos con formación.

Contraindicaciones

Este dispositivo proviene de una fuente porcina y no debe utilizarse en pacientes con sensibilidad conocida al material porcino.

NOTA: Este dispositivo no está indicado para utilizarse en aplicaciones vasculares.

Precauciones

- Este dispositivo está diseñado para un solo uso. Los intentos de procesar, reesterilizar o reutilizar el dispositivo pueden provocar su fallo o la transmisión de una enfermedad.
- No reesterilice el dispositivo.
- Elimine todas las partes abiertas y no utilizadas del dispositivo.
- El dispositivo es estéril siempre que el envase esté seco, cerrado y no presente daños. No utilice el dispositivo si el sello del envase está dañado o si el envase parece abierto.
- Elimine el dispositivo si el mal uso ha provocado un posible daño o contaminación, o si ha vencido la fecha de caducidad del dispositivo.
- No reuse el dispositivo antes de la rehidratación.

Posibles complicaciones

Pueden producirse complicaciones con cualquier procedimiento quirúrgico de reparación de los nervios, entre ellas: infección, sensibilidad menor o mayor de los nervios, y complicaciones asociadas con la utilización de anestesia.

Se produce cualquiera de las siguientes situaciones y no puede resolverse debe considerarse la posibilidad de retirar con cuidado el dispositivo:

• Infección

• Reacción alérgica


• In inflamación aguda o crónica (la aplicación inicial de materiales de injerto quirúrgico puede estar asociada con inflamación localizada transitoria y leve)

El AxoGuard Nerve Connector debe conservarse en un lugar seco y limpio a temperatura ambiente.

Este dispositivo ha sido esterilizado con óxido de etileno.

NOTAS: Estas recomendaciones están diseñadas para servir solo como un procedimiento general. No están pensadas para reemplazar a los protocolos institucionales o el criterio profesional con respecto al cuidado del paciente. Manipule siempre el AxoGuard™ Nerve Connector utilizando una técnica aséptica. Minimice el contacto con guantes de látex.

1. Siga los procedimientos operativos estándar para la exposición y movilización del nervio (consulte la Figura 1). Determine el diámetro del nervio en milímetros (mm) utilizando un instrumento de medición de nervios. Seleccione un AxoGuard™ Nerve Connector de diámetro suficiente para tener en cuenta el edema normal que se produce después de una lesión traumática de un nervio y para permitir una introducción sencilla de los muñones del nervio en el dispositivo.

 **Figure 1**

2. Abra el paquete exterior y saque la bolsa estéril. Utilizando una técnica aséptica estándar, abra la bolsa y pase la bandeja interior al campo estéril para su posterior manipulación.

3. Abra la bandeja y, en caso necesario, recorte el AxoGuard™ Nerve Connector hasta una longitud adecuada para la brecha del nervio. Deje una longitud que permita, al menos, la introducción en el conector de 2 mm de los muñones proximal y distal. El AxoGuard™ Nerve Connector puede recortarse después de la hidratación, si así se desea.

4. Llene el depósito de rehidratación premoilado con solución salina estéril o solución de lactato de Ringer estéril a temperatura ambiente. Hidrate el AxoGuard™ Nerve Connector durante 10 segundos, o hasta lo suficiente de características de hidratación deseadas.

5. Debe lograrse la hemostasia de ambos muñones del nervio antes de comenzar el procedimiento de tubulización. En caso de que se utilice un torniquete, suelte el torniquete y logre la hemostasia antes de comenzar el procedimiento de tubulización.

6. Utilice una sutura no absorbible para fijar al AxoGuard™ Nerve Connector en su sitio. Pase la sutura a través de la pared del tubo desde el exterior al interior, a al menos, 1 mm del borde (consulte la Figura 2). A continuación, pase la sutura transversalmente a través del epineurio de un muñón del nervio, a una distancia de, al menos, 1 mm de la cara del nervio cortado. Invierta la sutura y pásela a través de la pared del AxoGuard™ Nerve Connector tirando de la sutura de modo que el muñón del nervio se introduzca en el tubo. Ate la sutura de modo que quede segura, pero que genere tensión en la propia sutura. Si lo desea, añada suturas adicionales para fijar el dispositivo.

 **Figure 2**

7. Use una jeringa para irrigar suavemente la luz del AxoGuard™ Nerve Connector con solución salina estéril o solución de lactato Ringer (Figura 3). Repita los procedimientos de saturación descritos anteriormente con el muñón opuesto del nervio (Figura 4). Llene el interior del conector de nervios con solución salina estéril o solución de lactato Ringer (Figura 5). Consulte la Figura 6 para ver la reparación completa.

 **Figure 3**

 **Figure 4**

 **Figure 5**

 **Figure 6**

8. Elimine cualquier parte no utilizada de AxoGuard™ Nerve Connector de acuerdo con las pautas institucionales sobre residuos biológicos. No reesterilice.

Modo de suministro

El AxoGuard™ Nerve Connector se coloca en una bandeja de plástico y luego se introduce en una bolsa estéril. La bolsa se sella con carita para proporcionar una barrera estéril y tiene un sello. Se garantiza la esterilidad del contenido del envase mientras este no esté abierto o dañado. El AxoGuard™ Nerve Connector es un conector de látex de goma natural. No utilice si la bolsa desprendible parece abierta o dañada.

Consulte las instrucciones de uso.

Para obtener información adicional, hacer un pedido o informar de acontecimientos adversos, póngase en contacto con: Atención al Cliente de Atención: 1-888-AXOGEN1 (888-296-4361) E-mail: CustomerCare@AxoGenInc.com

Dirección de correo electrónico: CustomerCare@AxoGenInc.com

Política de devolución de artículos

Debe obtenerse la autorización del Servicio de Atención al Cliente de AxoGen antes de devolver el dispositivo. El producto estéril debe devolverse en paquetes sellados y sin datos embaldados para evitar daños. Simbólos utilizados en el etiquetado

Consulte las instrucciones de uso.

Fecha de caducidad

No lo reutilice después de la abertura

Número de lote

Precaución: Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa

Fabricante

Estéril salvo que el envase esté abierto o dañado. Método de esterilización: óxido de etileno.

Cautión: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Manufacturer

Sterile unless package opened or damaged. Method of sterilization – ethylene oxide.

FRANCOIS

Description

AxoGuard™ Nerve Connector est un implant chirurgical conçu pour aligner et connecter les nerfs périphériques. Il est conçu pour servir d'interface entre le nerf et les tissus environnants. Il consiste en une matrice extracellulaire (MEC) et se remodelle complètement effective pendant le processus de cicatrisation. Lorsqu'il est hydraté, l'AxoGuard™ Nerve Connector est facile à manipuler, souple, pliable, non friable et poreux. Sa souplesse lui permet de s'adapter aux mouvements de l'articulation et des tendons associés, et il possède une force mécanique suffisante pour supporter les sutures. L'AxoGuard™ Nerve Connector est stérilisé, à usage unique, et disponible en plusieurs tailles afin de répondre au besoin du chirurgien.

Indications

L'AxoGuard™ Nerve Connector est destiné à la réparation des discontinuités des nerfs périphériques lorsque l'accolement peut être obtenu par flexion du membre. Il est fourni stérile et est à usage unique.

[Rx ONLY] Ce symbole signifie: MISE EN GARDE: La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que par un médecin ou sur ordonnance médicale.

Ce produit est destiné à être utilisé par des professionnels de santé formés.

Contre-indications

Ce dispositif est fabriqué à partir de substances porcines et ne doit pas être utilisé sur des patients présentant une sensibilité connue aux matières d'origine porcine.

REMARQUE: Ce dispositif n'est pas destiné à une utilisation dans des applications vasculaires.

Mises en garde

- Ce dispositif est destiné exclusivement à un usage unique. Toute réutilisation, réesterilisation, réestérilisation et/ou réutilisation de ce dispositif peut provoquer sa défaillance et/ou la transmission d'une maladie.
- Ne pas reesteriliser le dispositif.
- N'utilisez pas ouvertur ou introduit du dispositif doit être mise au rebut.
- Le dispositif est stérile tant que l'emballage est sec et qu'il n'a pas été ouvert ni endommagé. Ne pas utiliser le dispositif si la fermeture de l'emballage est endommagée ou ouverte.
- Jetter le dispositif si une manipulation incorrecte a causé un dommage ou une contamination potentielle (ou à sa date de péremption est dépassée).
- N'utilisez pas le dispositif avant de l'avoir réhydraté.

Complications potentielles

Des complications peuvent se produire dans le cadre de toute procédure chirurgicale de réparation nerveuse, y compris une douleur, une sensibilité réduite ou accrue et des complications liées à l'anesthésie.

En cas d'apparition des complications suivantes et d'incapacité de résoudre le retrait prudent du dispositif doit être envisagé:

• Infection

• Réaction allergique

• Inflammation aiguë ou chronique (l'application initiale d'un greffon chirurgical peut être associée à une inflammation transitoire, modérée et localisée)

Stockage

AxoGuard Nerve Connector doit être stocké dans un endroit propre et sec, à température ambiante.


Stérilisation

Ce dispositif a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Modes d'emballage recommandés

REMARQUE: Ces recommandations sont exclusivement destinées à offrir une procédure générale. Elles ne visent en aucun cas à remplacer les protocoles de l'établissement ou le jugement clinique des professionnels concernant les soins apportés au patient. Toujours manipuler le AxoGuard™ Nerve Connector en employant une technique aséptique. Réduire au minimum le contact avec des gants en latex.

1. Se conformer aux procédures opérationnelles standard pour l'exposition et la mobilisation du nerf (voir la figure 1). Déterminer le diamètre du nerf en millimètres (mm) à l'aide d'un instrument de mesure adapté. Sélectionner un AxoGuard™ Nerve Connector de diamètre suffisant pour tenir compte d'un oedème normal et pour permettre une insertion aisée des extrémités nerveuses dans le dispositif.

 **Figure 1**


2. Ouvrir le carton extérieur et sortir la pochette stérile. En employant une technique aseptique standard, ouvrir la pochette et placer la barquette intérieure sur le champ stérile pour une manipulation ultérieure.

3. Ouvrir la barquette et, si nécessaire, couper l'AxoGuard™ Nerve Connector à la longueur nécessaire pour combler l'écart entre les extrémités nerveuses. Laissez au moins 2 mm aux extrémités proximale et distale pour l'insertion dans le connecteur. Si nécessaire, il est possible de couper l'AxoGuard™ Nerve Connector après l'hydratation.

4. Remplir le réservoir de réhydratation prémoilée avec du sérum physiologique stérile ou de la solution Ringer Lactate stérile à température ambiante. Hydrater l'AxoGuard™ Nerve Connector pendant 10 secondes, ou jusqu'à l'obtention des caractéristiques de manipulation souhaitées.

5. L'hémostase des deux extrémités nerveuses doit être obtenue avant le début de la procédure d'entubulation. En cas d'utilisation d'un tourniquet, relâcher ce dernier et effectuer l'hémostase avant de commencer la procédure d'entubulation.

6. Utiliser une suture non absorbable pour fixer l'AxoGuard™ Nerve Connector en place. Faire passer la suture à travers la paroi du tube de l'extérieur vers l'intérieur, à au moins 1 mm du bord (voir la Figure 2). Ensuite, faire passer la suture de manière transversale à travers l'épینهurie d'une extrémité nerveuse, à une distance d'au moins 1 mm de la face nerveuse coupée. Faire revenir la suture et la faire passer à travers la paroi de l'AxoGuard™ Nerve Connector en tirant sur la suture de manière que la suture se introduise dans le tube. Nouer la suture de façon que la suture, sans qu'elle soit trop serrée. Si nécessaire, ajouter une autre suture pour fixer le dispositif.

 **Figure 2**

7. À l'aide d'une seringue, rincer avec précaution la lumière de l'AxoGuard Nerve Connector avec du sérum physiologique ou 3. Répéter les procédures de sutures décrites ci-dessus pour l'extrémité opposée du nerf (Figure 4). Remplir l'intérieur du connecteur nerveux avec du sérum physiologique ou de la solution Ringer Lactate (Figure 5). Voir la réparation terminée sur la Figure 6.

 **Figure 3**

 **Figure 4**

 **Figure 5**

 **Figure 6**

8. Mettre au rebut toute partie inutilisée de l'AxoGuard™ Nerve Connector conformément aux consignes de l'établissement concernant les déchets biologiques. Ne pas réesteriliser.

Modo de suministro

L'AxoGuard™ Nerve Connector est placé dans une barquette en plastique, puis inséré dans une pochette stérile. La pochette hermétique afin d'offrir une barrière stérile, et elle possède une fermeture pelable. Le contenu de l'emballage est garanti stérile sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé. L'AxoGuard™ Nerve Connector et l'emballage contiennent pas de latex naturel. Ne pas utiliser si la pochette pelable est endommagée.

Informations d'importations

Pour obtenir des informations complémentaires, passer une commande ou signaler des effets indésirables, veuillez contacter: Service clientèle AxoGen: +1 888-AXOGEN1 (1-888-296-4361) E-mail: CustomerCare@AxoGenInc.com

Adresse de courriel: CustomerCare@AxoGenInc.com

Politique de retour des produits

L'accord du service clientèle AxoGen doit être obtenu avant le renvoi du dispositif. Le produit stérile doit être renvoyé dans des cartons non ouverts et non endommagés, emballé de manière à éviter tout dommage.

Simbólos utilizados sur l'étiquette

Consultez le mode d'emploi

Date limite d'utilisation

Ne pas réutiliser après ouverture

Número de lot

Precaución: Las leyes federales de Estados Unidos n'autorise la vente de ce dispositif que par un médecin ou sur ordonnance médicale

Fabricant

Estéril sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Cautión: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Manufacturer

Sterile unless package opened or damaged. Method of sterilization – ethylene oxide.

FRANCOIS

Beschreibung

Der AxoGuard™ Nerve Connector ist ein chirurgisches Implantat, mit dem periphere Nerven ausgerichtet und verbunden werden. Der AxoGuard™ Nerve Connector ist als Schnittstelle zwischen dem Nerv und dem umgebenden Gewebe konzipiert. Der AxoGuard™ Nerve Connector ist eine extracelluläre Matrix (ECM) und wird während des Heilungsprozesses vollständig umgebildet. Wenn der AxoGuard™ Nerve Connector hydratiert wird, ist er einfach zu handhaben, biegsam, leicht zu bearbeiten und porös. Der AxoGuard™ Nerve Connector ist flexibel genug für die Bewegung des Gelenks und der zugehörigen Sehnen und weist eine ausreichende mechanische Stärke auf, um vernäht zu werden. Der AxoGuard™ Nerve Connector wird sterilt für den Einmalgebrauch und in verschiedenen Größen geliefert, um die Anforderungen von Chirurgen zu erfüllen.

Anwendungsbereiche

Das AxoGuard™ Nerve Connector ist für die Reparatur von Diskontinuitäten peripherer Nerven konzipiert, bei denen die Spaltschließung durch Flexion der Extremität erzielt werden kann. Der AxoGuard™ Nerve Connector wird sterilt geliefert und ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

[Rx ONLY] Dieses Symbol hat die folgende Bedeutung: VORSICHT: Laut US-amerikanischem Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

Dieses Produkt darf nur von geschulten Ärzten verwendet werden.

Kontraindikationen

Dieses Produkt stammt vom Schwein und darf nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegen Material vom Schwein eingesetzt werden.

HINWEIS: Dieses Produkt ist nicht für Gefäßoperationen vorgesehen. Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen. Der Versuch, das Produkt aufzubereiten, zu reesterilisieren und/oder zu reesterilisieren, zu verwenden oder zu reesterilisieren, kann zu einer Verschärfung des Produkts und/oder zur Übertragung von Krankheitserregern führen.
- Das Produkt nicht reesterilisieren.
- Alle geöffneten und nicht verwendeten Teile des Produkts, die nicht demontiert sind, müssen als Abfall entsorgt werden.
- Das Produkt ist sterilt, vorausgesetzt die Verpackung ist trocken, nicht geöffnet und unbeschädigt. Das Produkt nicht verwenden, wenn die Packungsverriegelung beschädigt oder das Produkt empfindlichkeitslos ist, wenn eine Verschärfung des Produkts und/oder zur Übertragung von Krankheitserregern möglich Schäden oder Kontamination verursacht oder das Produkt das Verfallsdatum überschritten hat.
- Das Produkt nicht für die Rehydrierung vernähnen.

Bei jedem chirurgischen Nervenreparaturverfahren sind Komplikationen möglich, einschließlich Schmerz, Infektion, verringerte oder erhöhte Empfindlichkeit des Nerven und Komplikationen im Zusammenhang mit der Verwendung der Anästhesie.

